

Professional LED Light System
for Medical Surgery



LUVIS S300 CAMERA 서비스 설명서



수술용무영등

DENTIS CO., LTD.

대구광역시 동구 울암로 87

Tel. 053-583-2804, FAX. 053-583-2806 www.dentis.co.kr / www.luvvis.co.kr

목차

1. 규격	4
2. 주의 및 경고사항	5
3. 기호	9
4. 안전 지침	11
4.1 지침	11
4.2 전자기 방사	12
4.3 전자기 내성	12
5. 수술등 헤드 사양서	14
5.1 기술적 사양서 (EN/IEC 60601-2-41 규격에 의거함)	14
5.2 전기적 사양서 (EN/IEC 60601-1 규격에 의거함)	16
5.3 기계적 사양서	17
5.4 내장형 CAMERA 사양서	18
5.5 기타 특징	18
6. 설치 공구	19
7. 소요 부품	19
8. 설치 방법	20
8.1 Mobile Type	20
8.2 Ceiling Type(Dual Ceiling)	31
8.3 Ceiling Type(Single Ceiling)	42
8.4 Dual Connection Type	52
8.5 Wall Type	57
9. 배터리 팩 설치	60
10. 전기 결선	63

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

10.1 블록 다이어그램.....	63
11. 수술등 헤드 조작.....	64
11.1 ARM CONTROLLER를 이용한 수술등 헤드 조작.....	64
11.2 HANDLE CONTROLLER를 이용한 수술등 헤드 조작.....	67
11.3 REMOTE CONTROLLER를 이용한 수술등 헤드 조작.....	68
12. 안드로이드 어플리케이션(옵션).....	69
12.1 안드로이드 어플리케이션을 이용한 수술등 헤드 조작.....	69
12.2 LUVIS CONTROL APP 다운로드.....	73
12.3 LUVIS CONTROL APP 설정 및 설치.....	77
13. 설정.....	84
13.1 SPRING ARM 조절.....	84
13.2 배터리 팩 제어부 컨트롤 패널.....	85
14. 유지보수.....	86
15. 문제 해결.....	87
15.1 LIGHTHEAD.....	87
15.2 내장형 CAMERA.....	87
15.3 안드로이드 어플리케이션(옵션).....	88
16. 처리 방법.....	90
17. 모델 명칭.....	91
18. 제품 구성.....	92
설치 체크리스트.....	94



“ 경고: 이 제품의 변경은 허용되지 않습니다.”

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

1. 규격

- DENTIS 인증
 - EN ISO 13485:2016
 - Relevant EC Regulation: REGULATION (EU) 2017/745
- 적용 규격:
 - EN ISO 15223-1:2016, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Part 1: General requirements
 - EN 1041:2008/A1:2013, Information supplied by the manufacturer with medical devices
 - EN ISO 13485:2016, Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purpose
 - EN ISO 14971:2019, Medical devices – Application of risk management to medical devices
 - EN 60601-1:2006+A2:2021, Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
 - EN 60601-1-2:2015, Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests
 - EN 60601-1-6:2010, Medical electrical equipment-Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Usability
 - EN ISO 7010:2019, Graphical symbols – Safety colors and safety signs-Registered safety signs
 - EN 62471:2008, Photo biological safety of lamps and lamps systems
 - IEC 62366-1:2015/AMD1:2020, Medical devices – Application of usability engineering to medical devices
 - IEC 60601-2-41:2021, Medical electrical equipment – Part 2-41: Particular requirements for the basic safety and essential performance of surgical luminaires and luminaires for diagnosis
 - IEC 62133:2012, Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications
 - IEC 62304:2006/A1:2015, Medical device software, Software life-cycle processes

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

2. 주의 및 경고사항



주의

이 의료 장비는 전문 의료 시설 환경에서만 사용하도록 설계되었습니다. 예) 공공병원, 개인병원, 의료전문시설 등. 이 의료 장비는 전자파 방해의 강도가 해당 표준을 준수하는 수술실 및 고주파 수술 장비에 사용하기 위한 것입니다. 추가 지침은 사용자 설명서의 "전자파 적합성" 내용을 확인하시기 바랍니다.



주의

전자파 방해로 인하여 이 의료 장비는 성능 상실 또는 성능 저하로 인하여 부적절한 동작을 초래할 수 있습니다.



주의

이 의료 장비의 전자파 적합성과 호환성에 영향을 미칠 수 있는 모든 케이블과 최대 길이의 동축 케이블 등은 (주)덴티스에 의해 교체되어야 합니다.

이 의료 장비는 의도된 사용을 넘어서 제품의 변경 사용을 금지합니다.



주의

이 장비의 방사 특성은 산업 지역 및 병원 (CISPR 11 class A)에서 사용하기에 적합합니다. 주거 환경에서 사용하는 경우 (CISPR 11 class B가 요구되는 경우) 이 장비는 무선 주파수 통신 서비스를 적절히 보호하지 못할 수 있습니다. 장비를 재배치하거나 방향을 바꾸는 등 완화 조치를 취해야 할 수도 있습니다.



경고

다른 장비에 인접한 또는 다른 장비와 겹치는 이 의료 장비의 사용은 부적절한 작동을 초래할 수 있으므로 피해야 합니다. 이러한 사용이 필요한 경우 이 장비와 다른 장비를 관찰하여 정상적으로 작동하는지 확인해야 합니다.



경고

이 의료 장비는 DENTIS에서 지정하거나 제공한 부속품 이외의 케이블 및 동축 케이블을 사용하면 전자기 방출이 증가하거나 이 장비의 전자파 내성이 저하되어 부적절한 작동이 발생할 수 있습니다.



경고

휴대용 RF 통신 장비(예: 안테나 케이블 및 외부 안테나와 같은 주변장치 포함)는 DENTIS에서 지정한 케이블을 포함하여 이 의료 장비의 어떤 부분에도 30cm(12인치) 이격하여 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 이 장비의 성능이 저하될 수 있습니다.



경고

제품 취급 시 서비스 설명서의 지침을 따라야 하며, 지침 위반 시 설치자 또는 사용자의 안전을 위협할 수 있습니다.

사용자 설명서에 전체 제품의 사용 및 유지 보수 수행에 대한 다양한 정보가 명시되어 있습니다. 자세한 내용은 자사 영업망이나 각 지역 대리점에 문의하시기 바랍니다.



경고

전기적 결선은 반드시 숙련된 전문 기술자만이 수행해야 하며, 전기 설비 구축은 전기 기술자의 검사에 의해 실시해야 합니다.



경고

수술용무영등은 AC 100-240V 50/60Hz에서 사용 및 작동하도록 설계되었습니다. 높은 또는 낮은 전압은 LED의 빛의 강도와 동작 수명에 영향을 미칠 수 있습니다.



경고

손상된 전선은 감전의 원인이 될 수 있으며, 감전의 위험을 방지하기 위해 주의 깊게 확인 후 전원 케이블을 연결해야 합니다.



경고

수술용무영등의 감전에 대한 보호 등급은 Class I입니다. 전기 충격의 위험을 피하기 위해 반드시 보호 접지(PE: Protective Earth)와 전원 공급장치를 연결해야 합니다.

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.



경고

메인 제어 스위치는 시스템 전원을 ON/OFF 할 수 있어야 합니다.



경고

전원 공급장치는 숙련된 전문 기술자 또는 덴티스 서비스 담당자만이 설치 또는 연결해야 합니다.



경고

이 제품은 수리가 가능하며, 특수한 조립 작업은 DENTIS 또는 DENTIS에 의해 승인된 회사에 의해 수행될 수 있습니다.



경고

제품의 전원을 켜기 전에 반드시 전원의 극성을 확인해야 합니다.



경고

수술용무영등은 백업 전원공급장치(배터리팩 또는 UPS)에 연결해야 합니다. 배터리팩 또는 UPS의 백업 수명은 정전 상태에서 3시간 이상 동작가능해야 합니다.



경고

덴티스는 고객의 백업 전원장치(배터리팩, UPS)에 대해 책임을 지지 않습니다.



경고

회로 기판 취급: 이 기기의 회로 기판은 정전기 봉투에 공급되며, 덴티스 서비스 담당자만이 취급해야 합니다.



경고

수술용무영등의 빛은 LED 광원이므로 직접 눈으로 보지 않아야 합니다.



경고

제품의 제동력은 설치시 조정되어 있습니다. 사용 환경에 따른 조정이 필요하며, 장시간 미사용 방치시에는 사용 전 제동력을 점검한 후 사용해야 합니다.



경고

유지 보수 작업 중 특정 부품을 제거할 경우, 장치의 조작성과 안전성에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 필요한 경우 DENTIS 또는 대리점으로 연락 후 조치를 받으시기 바랍니다.

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.



경고

이 설명서의 모든 정보는 신중하게 확인하고, 발행 시점에서 정확한 것으로 식별되었습니다. 그러나 덴티스는 기본, 생략 또는 오용의 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.



경고

본 문서의 내용은 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.



경고

2개 버튼 이상 동시에 누르지 마시오. 장비 이상 동작(과출력) 발생시 진료를 중지하고 구매처에 문의하여 주십시오.



경고

이 의료 장비의 회로는 메인 전원으로부터 모든 극에서 동시에 전기적으로 분리하는 수단을 갖춘 상태에서 설치되어야 합니다.



경고

모바일 타입의 의료기기 장비 같은 경우 전원코드를 분리하기 어려운 곳에 두지 마십시오.



경고

적어도 20A 이상의 차단기와 함께 공급전원을 사용하십시오.



경고

모바일 타입의 의료기기 장비 같은 경우 전원코드를 분리하기 어려운 곳에 두지 마십시오.



경고

수술용무영등을 사용할 때 배터리 단독으로만 사용하지 마시고, 오직 비상용으로만 사용하십시오.

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

3. 기호

기호	의미	비고
	권장 사항	⑤
	보호 접지	②
	교류	②
	"OFF"(전원에서의 분리)	①
	"ON"(전원에의 접속)	①
	대기(STAND-BY)	③
	본 제품을 폐기시에는 분류되지 않은 폐기물로는 버리지 말 것. 재활용 가능한 부품은 분류해서 버릴 것.	⑤
	주의	⑤
	경고	⑤
	사용설명서에 따를 것	⑥
	젖음 방지	④
	갈고리 사용 금지	④
	깨지기 쉬움; 취급주의	④
	이 면이 위로	④
	박스 5개 이상 적재 금지	④
	제조사	④, ⑤, ⑥
	제조일	⑤, ⑥

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

	온도 0 - 40°C	④
	상대습도 0 - 80%RH	④
	기압 80 - 106Kpa	④
	재활용 기호	④, ⑤

No.	위치
①	제품의 외부에 표시
②	제품의 내부에 표시
③	제품의 제어부에 표시
④	제품의 포장 라벨에 표시
⑤	제품의 매뉴얼에 표시
⑥	제품의 라벨에 표시

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

4. 안전 지침

4.1 지침



권장사항

- 서비스 담당자는 덴티스 또는 판매망에 의해 훈련이 되어야 합니다.
- 이 문서는 허가 없이 전체 또는 일부를 복제할 수 없습니다.
- 이 문서의 정보의 기밀성을 감안할 때, DENTIS 제품의 설치에 독점적으로 배포됩니다.
- 이 문서의 최종 버전의 확인은 덴티스에 문의하시기 바랍니다.
- 귀하가 시설 전체 또는 일부에 대하여 계약자의 서비스를 제공하거나 특정 설치의 서브 어셈블리를 제조 할 수 있는 권한이 있는 경우에는, 그러한 하도급 계약이 귀하와 DENTIS를 구속하는 계약 조건을 준수하는지 확인하십시오.
- 외주 업체의 자격 및 인증이 제대로 되어 있는지 증명서를 확인하시기 바랍니다. 외주 업체로 정기적인 검사를 실시하여, 시설 및 요구조건을 충족하는지 확인하십시오.
- 기존 양카에 제품을 설치하는 경우, 새로운 스트레스에 견딜 수 있는지 반드시 확인해야 합니다.
- 제어 장치는 규격에 적합해야 하고, 특히 전기 충격에 관해서는 안전한 작동을 보장해야 합니다. 이 보증은 외주 업체에서 제공해야 합니다.
- DENTIS는 이러한 권장 사항을 준수하지 않아 발생하는 손해 또는 상해에 대해 책임을 지지 않습니다.

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

4.2 전자기 방사

이 의료 장비는 전문 의료 시설 환경에서 사용하도록 제작되었습니다.		
Emission test	Compliance	Guidance
Conducted Disturbance CISPR 11(EN 55011)	Complies (Group 1, Class A)	내부 기능에만 RF 에너지를 사용합니다. 따라서 RF 방출량이 매우 낮으며 인접한 전자 장비에 어떠한 간섭도 일으키지 않습니다.
Radiated Disturbance CISPR 11(EN 55011)		
Harmonic current IEC 61000-3-2	Complies	주거용 건물에 공급되는 저 전압 전력 네트워크에 직접 접속된 가정 및 시설 이외의 모든 시설용으로 적합한 기기입니다.
Voltage fluctuations and flicker IEC 61000-3-3	Complies	

4.3 전자기 내성

이 의료 장비는 전문 의료 시설 환경에서 사용하도록 제작되었습니다.																	
Immunity test	EN 60601-1-2:2015	Compliance															
Electrostatic Discharge(ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV Contact discharge ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV Air discharge	Complies															
Radio Frequency Electromagnetic Fields IEC 61000-4-3	80MHz – 2,7 GHz; 3 V/m 80% AM @ 1Hz; (No longer 2Hz!)	Complies															
Proximity fields from RF wireless communications equipment IEC 61000-4-3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequency (MHz)</th> <th>Modulation</th> <th>Immunity Level (V/m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>385</td> <td>**Pulse Modulation: 18 Hz</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>*FM ± 5Hz deviation: 1 kHz sine</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>710 745 780</td> <td>**Pulse Modulation: 217 Hz</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>810 870 930</td> <td>**Pulse Modulation: 18 Hz</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>	Frequency (MHz)	Modulation	Immunity Level (V/m)	385	**Pulse Modulation: 18 Hz	27	450	*FM ± 5Hz deviation: 1 kHz sine	28	710 745 780	**Pulse Modulation: 217 Hz	9	810 870 930	**Pulse Modulation: 18 Hz	28	Complies
	Frequency (MHz)	Modulation	Immunity Level (V/m)														
	385	**Pulse Modulation: 18 Hz	27														
	450	*FM ± 5Hz deviation: 1 kHz sine	28														
	710 745 780	**Pulse Modulation: 217 Hz	9														
	810 870 930	**Pulse Modulation: 18 Hz	28														

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

	<table border="1"> <tr> <td>1 720</td> <td rowspan="3">**Pulse Modulation: 217 Hz</td> <td rowspan="3">28</td> </tr> <tr> <td>1 845</td> </tr> <tr> <td>1 970</td> </tr> <tr> <td>2 450</td> <td>**Pulse Modulation: 217 Hz</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>5 240</td> <td rowspan="3">**Pulse Modulation: 217 Hz</td> <td rowspan="3">9</td> </tr> <tr> <td>5 500</td> </tr> <tr> <td>5 785</td> </tr> </table> <p>** The carrier shall be modulated using a 50 % duty cycle square wave signal. * As an alternative to FM modulation, 50 % pulse modulation at 18 Hz may be used because while it does not represent actual modulation, it would be worst case.</p>	1 720	**Pulse Modulation: 217 Hz	28	1 845	1 970	2 450	**Pulse Modulation: 217 Hz	28	5 240	**Pulse Modulation: 217 Hz	9	5 500	5 785	
1 720	**Pulse Modulation: 217 Hz	28													
1 845															
1 970															
2 450	**Pulse Modulation: 217 Hz	28													
5 240	**Pulse Modulation: 217 Hz	9													
5 500															
5 785															
Fast Transients IEC 61000-4-4	<ul style="list-style-type: none"> - ±2KV AC and DC-Supply cables - ±1kV signal- and connection cables - 100 kHz repetition frequency 	Complies													
Surges IEC 61000-4-5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Voltage</th> <th>Power lines</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Test voltage</td> <td>Line to Line : ± 0.5 kV, ± 1 kV Line to ground: ± 0.5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV</td> </tr> </tbody> </table>	Voltage	Power lines	Test voltage	Line to Line : ± 0.5 kV, ± 1 kV Line to ground: ± 0.5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV	Complies									
Voltage	Power lines														
Test voltage	Line to Line : ± 0.5 kV, ± 1 kV Line to ground: ± 0.5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV														
RF Continuous Conducted IEC 61000-4-6	<p>3 V @ 0.15 MHz ~ 80 MHz 6 V @ in ISM bands between 0.15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz</p>	Complies													
Power Frequency Magnetic Fields IEC 61000-4-8	30 A/m @ 50 Hz or 60 Hz	Complies													
Voltage Dips, Interruptions, and Variations IEC 61000-4-11	<ul style="list-style-type: none"> • Voltage Dips 0 % UT; 0,5 cycle At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0 % UT; 1 cycle and 70 % UT; 25/30 cycles Single phase: at 0° • Voltage Interruptions 0 % UT; 250/300 cycle • Voltage Variations <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequency (Hz)</th> <th>Ranges</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50</td> <td>49, 50, 51</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>59, 60, 61</td> </tr> </tbody> </table>	Frequency (Hz)	Ranges	50	49, 50, 51	60	59, 60, 61	Complies							
Frequency (Hz)	Ranges														
50	49, 50, 51														
60	59, 60, 61														

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

5. 수술등 헤드 사양서

5.1 기술적 사양서 (EN/IEC 60601-2-41 규격에 의거함)

- 기준 사양

스펙		단위	LUVIS S300 Camera	기타
수술등 모드				
중심조도 E _c (@1m)		lx	130,000	@4,300K
조도 조절 범위		%	40 - 100	
패턴사이즈 (d10)		cm	15 - 25	
패턴사이즈 (d50)		cm	9 - 15	
광균제도 (d50/d10)		N/A	> 0.55	
심도 (60%)		cm	70	
색온도 (3단계)		K	3,800 / 4,300 / 4,800	
연색성(R _a)		N/A	96	
연색성(R ₉)		N/A	95	
빛 갓 공 마	With tube	%	100	
	With one mask	%	-	
	With two mask	%	50	
	With one mask, at base of tube	%	-	
	With two mask, at base of tube	%	50	
복사에너지		mW/m ² ·lx	3.62	
총 복사조도(E _e)		W/m ²	454.5	

* 광학 데이터는 허용오차가 ±10 % 입니다.

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

- 기준사양(진료등 모드)

스펙	단위	LUVIS S300 Camera	비고
진료등 모드			
중심조도 E _c (@1m)	lx	30,000~60,000	
조도 조절 범위	%	50~100 (3 level)	
패턴사이즈 (d10)	cm	15	
패턴사이즈 (d50)	cm	9	
광 균제도 (d50/d10)	N/A	> 0.55	
색온도 (3단계)	K	3,800/4,300/4,800	
연색성(Ra)	N/A	96	
복사에너지	mW/m ² ·lx	3.75	
총 복사조도(E _e)	W/m ²	230.9	

* 광학 데이터는 허용오차가 ±10 % 입니다.

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

5.2 전기적 사양서 (EN/IEC 60601-1 규격에 의거함)

- SMPS 정격

구분	LUVIS S300 Camera 단등
입력	AC 100-240 V, 50/60 Hz
출력	DC 24 V, 8.3 A

- 수술등 헤드 정격

구분	정격	비고
S300 Camera LIGHTHEAD	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 77VA	without BATTERY PACK
	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 120VA	with BATTERY PACK
BATTERY PACK	DC 14.52 V, 39.2 Ah, 569.18 Wh	Lithium-ion Battery

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

5.3 기계적 사양서

품목	길이(mm)	무게(kg)	비고
LIGHT HEAD	422×409	4.9	+HEAD ARM
Tension spring arm	Φ32×650	2.50	-
Wall second arm	Φ34×752	2.04	-
Dual ceiling second arm	Φ34×752	2.04	
Ceiling second arm	Φ32×695	1.61	-
Chair second arm	Φ32×777	4.15	-
Dual connector	132×71	1.26	+ARM BOLT
Wall bracket	100×270	2.60	-
Ceiling vertical arm	Φ42.7×733	4.82	-
Dual ceiling vertical arm	Φ60.5×865	17.10	+DUAL BRACKET
Ceiling cover & bracket	Φ500×50	1.15	-
Ceiling mount	-	13.36	GUIDE BRACKET + FIX BRACKET + STUD BOLT
S300 CAMERA MOBILE VERTICAL ARM	Φ42.6 x 1660	7.8	
S300 CAMERA MOBILE JOINT	54 x 156 x 96	1.3	
S TYPE MOBILE BASE	600 x 590 x 30	21.5	S TYPE MOBILE BASE + CASTER 4EA + SMPS CASE + SMPS

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

5.4 내장형 CAMERA 사양서

구분	사양	비고
Image Sensor	1/2.8" SONY STARVIS CMOS	KT&C CAMERA BLOCK
Zoom Ratio	30X Optical Zoom	
Image Point	Approx. 2.13 Megapixels	
Min. Object Distance	800mm to 1100mm	
Video System	Full HD 1080p, 1080i, 720p, 720i	
Video Output Signal	HD-SDI	75Ω BNC

5.5 기타 특징

구분	LUVIS S300 Camera	비고
정격으로부터의 보호 등급	Class I Protection	
방수 및 방진의 침입에 대한 보호 등급	Ordinary	Head part: IP43
멸균 방법	사용자 설명서 참조	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

6. 설치 공구

공구	사용처	제공 유무
핀(Φ4mm x 110mm)	SPRING ARM(2축) 장력 조정	O
십자(+) 드라이버	볼트 체결	X
일자(-) 드라이버	CENTRAL AXIS 제동력 조절, SPRING ARM 동작 각도 조절	X
스냅링 플라이어	SPRING ARM 체결	X

7. 소요 부품


- Screws : M4 x 10 mm
- Screws : M3 x 8 mm

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

8. 설치 방법




8.1 Mobile Type

8.1.1 Components






이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

8.1.2 제품 설치

<p>단계 1</p>	<p>BASE BODY BOX를 개봉해서 제품을 꺼낸다.</p>	
<p>단계 2</p>	<p>MOBILE VERTICAL ARM의 HOLE에 POWER CORD HARNESS를 삽입한다.</p>	
<p>단계 3</p>	<p>MOBILE BASE의 HOLE에 맞춰서 MOBILE VERTICAL ARM을 삽입한다.</p>	


이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 4</p>	<p>LOCK WASHER 와 LOCK NUT를 이용하여 MOBILE VERTICAL ARM을 고정한다.</p>	
<p>단계 5</p>	<p>POWER CORD HARNESS와 AC 연장 HARNESS를 연결한다. ※ 하네스의 선색 및 핀맵 확인 (BROWN, YELLOW/GREEN, BLUE) ※ 하네스의 "AC INPUT" 라벨 확인</p>	
<p>단계 6</p>	<p>AC 연장 HARNESS를 MOBILE VERTICAL ARM에 밀어 넣어서 AC 연결 커넥터만 나올 수 있도록 한다.</p>	




이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 7</p>	<p>AC 연장 HARNESS와 함께 VERTICAL ARM HARNESS를 삽입한다.</p>	
<p>단계 8</p>	<p>1. VERTICAL ARM HARNESS와 DC OUTPUT HARNESS를 체결한다.</p> <p>2. AC 연결 커넥터와 AC INPUT HARNESS를 체결한다.</p> <p>※ 1, 2번 체결 시 하네스의 동일 선색 및 핀맵 확인 ※ 각각의 라벨을 확인하여 체결 1. "SMPS OUTPUT" 확인 2. "AC INPUT" 확인</p>	
<p>단계 9</p>	<p>HARNESS를 정리 후 HARNESS COVER를 M5 렌치볼트를 이용하여 체결한다.</p>	
<p>단계 10</p>	<p>MOBILE VERTICAL ARM에 Hole에 COAXIAL CABLE을 삽입한다.</p> <p>※ POWER CORD가 나와있는 방향에 BNC 커넥터가 위치되어야 한다.</p>	 <p style="text-align: center;">BNC커넥터</p>

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 11</p>	<p>VERTICAL ARM과 MOBILE ARM JOINT를 (+)볼트를 이용하여 체결한다.</p>	
<p>단계 12</p>	<p>SPRING ARM과 DUAL CONNECTOR를 SNAP RING을 이용하여 체결한다.</p> <p> 정확히 장착된 사진 </p>	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 13</p>	<p>VERTICAL ARM HARNESS와 Coaxial CABLE을 DUAL 커넥터를 통해 SPRING ARM으로 넣는다.</p>	
<p>단계 14</p>	<p>VERTICAL ARM 1 & TENSION SPRING ARM 내부 케이블의 CONNECTOR와 영상케이블을 연결한다.</p> <p>TDK社 : ZCAT1730-0730 페라이트코어 1EA를 장착한다.</p>	
<p>단계 15</p>	<p>VERTICAL ARM 1 & TENSION SPRING ARM의 FE WIRE를 확인한다.</p>	





이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 16</p>	<p>TENSION SPRING ARM에 장착된 SCREW 및 WASHER를 '+' DRIVER로 완전히 풀어준다.</p>	
<p>단계 17</p>	<p>풀어낸 SCREW에 FE WIRE RING TERMINAL 2EA를 끼운 후 체결한다.</p>	
<p>단계 18</p>	<p>FE WIRE 2가닥을 TENSION SPRING ARM의 SCREW가 있던 자리에 '+' DRIVER로 고정해준다. FE WIRE까지 고정이 완료되면 TENSION SPRING ARM의 COVER를 덮어준다.</p>	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 19</p>	<p>MOBILE ARM JOINT COVER를 닫고 (+)볼트를 이용하여 체결한다.</p>	
<p>단계 20</p>	<p>TENSION SPRING ARM 내측으로 HEAD ASS'Y 끼워 넣는다. ! HEAD ASS'Y를 끼워서 넣을 때 전선 협착에 의한 단선 주의한다.</p>	
<p>단계 21</p>	<p>HEAD ASS'Y가 조립이 완료되면 사진과 같이 JOINT ARM 홈과 HEAD LOCKING KEY 장착 홈과 맞는지 확인한다. ! 홈이 맞지 않으면 약간의 조절로 맞추면 된다.</p>	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 22</p>	<p>TENSION SPRING ARM 과 HEAD ASS'Y를 고정해줄 HEAD LOCKING KEY 를 준비하고 사진과 같이 홈 안에 장착한다.</p>	
<p>단계 23</p>	<p>HEAD LOCKING KEY를 사진과 같이 장착한다.</p>	
<p>단계 24</p>	<p>JOINT ARM을 사진과 같이 튀어나온 부분이 아래로 향하도록 돌려준다. ! JOINT ARM을 돌려주지 않을 경우 사용 중 HEAD LOCKING KEY 이탈로 인한 HEAD ASS'Y가 떨어져 제품 파손될 수 있으니 주의한다.</p>	
<p>단계 25</p>	<p>TENSION SPRING ARM의 전선과 HEAD ASS'Y의 전선을 연결한다.</p>	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 26</p>	<p>HARNESS를 정리한 후 ARM CAP을 장착 한다.</p>	
<p>단계 27</p>	<p>HEAD ASS'Y의 좌우 회전장력을 조절하기 위해 M5 WRENCH를 준비한다.</p>	
<p>단계 28</p>	<p>M5 WRENCH를 이용해서 HEAD ASS'Y 좌우 장력을 조절한다.  JOINT ARM BOLT를 조이기 전 사진과 같이 맞춘 후 BOLT를 조인다. (홀이 안 맞을 경우 제품 손상될 수 있음)</p>	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 29</p>	<p>MOBILE 설치완료</p>	
--------------	--------------------	--



WARNING

본 제품에 기대거나 앉지 마세요. 휠이 고정된 상태에서 밀지 마세요.



WARNING

제품 이동시에는 스프링암과 수직암을 파지하고 천천히 이동하여 주십시오.



WARNING

제품 이동시에는 충돌, 장애물, 걸림등에 주의하여 이동.




WARNING

액체를 이용한 바닥청소를 진행할 시에는 제품을 다른 곳으로 이동하여 보관하여 주시기 바랍니다.

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

8.2 Ceiling Type(Dual Ceiling)

8.2.1 부품





8.2.2 제품 설치

<p>단계 1</p>	<p>BOX 구성품을 확인한다.</p>	
<p>단계 2</p>	<p>GUIDE BRACKET을 준비한다.</p>	





이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 3</p>	<p>콘크리트 천장에 제품 위치를 선정하고 GUIDE BRACKET 형상 페이퍼를 부착 후 드릴로 구멍을 뚫고 양카를 박아 넣는다.</p> <p> [양카 볼트 장착길이 계산법] 기본방식: L = 지름 X 25배 GUIDE BRACKET을 고정하고 STUD BOLT 6EA를 사진과 같이 설치한다.</p>	 
<p>단계 4</p>	<p>제품 사용 시 흔들림 방지용 FIX BRACKET을 STUD BOLT 중간에 장착 후 상, 하 NUT로 고정해준다.</p>	
<p>단계 5</p>	<p>장착된 STUD BOLT 6EA의 맨 아랫부분에 DUAL CEILING VERTICAL ARM 장착홀에 끼운 후 아래, 위로 너트로 고정해 준다. 제품 높이 설정기준 단계 6번 참조</p>	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 6</p>	<p>⚠️ 제품 설치 시 높이 설정기준</p> 	
<p>단계 7</p>	<p>DUAL BRACKET COVER에 고정볼트를 제거한다.</p>	
<p>단계 8</p>	<p>DUAL BRACKET COVER를 OPEN한다.</p>	
<p>단계 9</p>	<p>DUAL CEILING SECOND ARM을 준비한다.</p>	




이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 10</p>	<p>OD42 THRUST WASHER, M25 LOCK NUT, M25 LOCK WASHER를 해제한다.</p>	
<p>단계 11</p>	<p>DUAL BRACKET에 DUAL CEILING SECOND ARM을 양쪽에 체결한다. DUAL CEILING SECOND ARM을 장착할 때, 무산성 그리스의 가벼운 코팅을 적용한다.</p>	
<p>단계 12</p>	<p>OD42 THRUST WASHER, M25 LOCK NUT, M25 LOCK WASHER를 해제한 것을 다시 DUAL CEILING SECOND ARM에 체결한다. LOCK WASHER로 고정한다. ! 너무 세게 조여질 경우 동작에 문제가 될 수 있으니 적당히 조여준다.</p>	
<p>단계 13</p>	<p>DUAL CEILING VERTICAL ARM HARNESS와 DUAL CEILING SECOND ARM의 HARNESS 커넥터를 체결한 후 동축 케이블과 전원커넥터를 체결한다.</p>	




이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 14</p>	<p>단계 13의 커넥터를 DUAL CEILING VERTICAL ARM에 있는 홀 내부로 삽입하여 설치한다.</p> <p>! 커넥터를 DUAL CEILING VERTICAL ARM에 있는 홀 내부에 설치하지 않는 경우 단선과 단락의 위험이 있으니, 반드시 삽입하여 설치한다.</p>	
<p>단계 15</p>	<p>DUAL BRACKET COVER를 다시 체결한다.</p>	
<p>단계 16</p>	<p>DAMPER BOLT를 체결한다.</p> <p>! 제품 설치 완료 후 조작성을 확인하는 과정에서 고정되지 않고 옆으로 흐름증상이 발생하면 DAMPER를 적절히 조여주면서 상태를 확인한다.</p>	
<p>단계 17</p>	<p>ARM HOUSHING CAP 양쪽에 장착한다.</p> <p>! DUAL BRACKET 고정이 안되고 흔들릴 경우 동그라미로 표시된 CAP을 열고 LOCK NUT를 조여준 뒤 CAP 다시 장착한다.</p>	





이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 18</p>	<p>DUAL CEILING SECOND ARM과 TENSION SPRING ARM을 사진과 같이 장착한다.</p> <p>TENSION SPRING ARM 을 장착 할 때, 무산성 그리스의 가벼운 코팅을 적용한다.</p>	
<p>단계 19</p>	<p>TENSION SPRING ARM 을 위로 끝까지 올린 후 SNAP RING을 걸어준다.</p> <p> 올바른 체결 상태 </p>	




이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 20</p>	<p>DUAL CEILING SECOND ARM의 전원 커넥터와 동축케이블을 TENSION SPRING ARM의 HOLE에 넣는다.</p>	
<p>단계 21</p>	<p>전원 커넥터와 동축케이블을 연결한다. GND HARNESS를 볼트를 이용하여 체결한다.</p>	
<p>단계 22</p>	<p>TENSION SPRING ARM의 TENSION HOUSING COVER를 닫는다.</p>	





이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 23</p>	<p>장착된 TENSION SPRING ARM을 손으로 잡고 아래로 내린다.</p> <p> TENSION SPRING ARM 내부 SPRING TENSION으로 인해 아래로 내린 상태에서 놓을 경우 제품파손 또는 사람이 맞을 경우 다칠 수 있으니 주의한다.</p>	
<p>단계 24</p>	<p>TENSION SPRING ARM의 커넥터와 동축케이블을 HEAD ARM으로 집어 넣는다.</p> <p>HEAD ASS'Y 장착 할 때, 무산성 그리스의 가벼운 코팅을 적용한다.</p> <p> 전선 연결 커넥터를 체결 중 전선이 끊어질 수 있으니 주의한다.</p>	





이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 25</p>	<p>TENSION SPRING ARM 과 HEAD ASS'Y를 고정해줄 HEAD LOCKING KEY 를 준비하고 사진과 같이 홈 안에 장착한다.</p> <p>JOINT ARM을 사진과 같이 튀어나온 부분이 아래로 향하도록 돌려준다.</p> <p> JOINT ARM을 돌려주지 않을 경우 사용 중 HEAD LOCKING KEY 이탈로 인한 HEAD ASS'Y가 떨어져 제품 파손될 수 있으니 주의한다.</p>	
<p>단계 26</p>	<p>HEAD ARM에서 전원 커넥터와 동축 케이블을 체결한다.</p>	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 27</p>	<p>ARM CAP을 장착 한다.</p>	
<p>단계 28</p>	<p>DUAL CEILING VERTICAL ARM과 TEXTURE 사이에 CEILING COVER 장착 후 동봉된 볼트를 '+' DRIVER로 조립한다.</p> <p>CEILING BRACKET 고정볼트를 풀어 분해 후 DUAL CEILING VERTICAL ARM을 조립한다.</p> <p>TEXTURE까지 올린 뒤 BRACKET 고정 볼트 4EA를 조여준다.</p>	  


이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 29</p>	<p>SMPS 고정 방법</p> <p> 사진과 같이 SMPS 방향을 잡고 설치 고정한다.</p>	<p>DUAL CEILING</p>  <p>SMPS</p> 
<p>단계 30</p>	<p>DUAL CEILING 설치완료 제품 사진</p>	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

8.3 Ceiling Type(Single Ceiling)

8.3.1 부품



8.3.2 제품 설치

<p>단계 1</p>	<p>BOX 구성품을 확인한다.</p>	
<p>단계 2</p>	<p>GUIDE BRACKET을 준비한다.</p>	




이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 3</p>	<p>콘크리트 천장에 제품 위치를 선정하고 GUIDE BRACKET 사이즈 확인 후, 드릴로 구멍을 뚫고 양카를 박아 넣는다.</p> <p> [양카 볼트 장착길이 계산법] 기본방식: L = 지름 X 25배 GUIDE BRACKET을 고정하고 STUD BOLT 4EA를 사진과 같이 설치한다.</p>	 
<p>단계 4</p>	<p>장착된 STUD BOLT 4EA의 맨 아랫부분에 CEILING VERTICAL ARM 장착홀에 끼운 후 아래, 위로 너트로 고정해 준다.</p> <p> 제품 높이 설정기준 단계 5번 참조</p> <p> STUD BOLT 50cm 이상 설치할 경우 제품이 흔들릴 수 있으니 천장 구조물에 고정을 한다.</p>	 




이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 5</p>	<p>⚠️ 제품 설치 시 높이 설정기준</p> <p>ANCHOR</p> <p>CEILING CONCRETE</p> <p>500 mm</p> <p>CEILING TEXTURE</p> <p>GUIDE BRACKET</p> <p>STUD BOLT</p> <p>FIX BRACKET NUT</p> <p>Single CEILING VERTICAL ARM</p> <p>2,000 mm</p> <p>FLOOR</p>	
<p>단계 6</p>	<p>CEILING VERTICAL ARM과 CEILING SECOND ARM 전선 커넥터를 체결하고 무두볼트 조립 홀을 잘 맞추어 장착한다.</p>	
<p>단계 7</p>	<p>CEILING VERTICAL ARM과 CEILING SECOND ARM 장착된 사진</p> <p>⚠️ 무두볼트 조립 전까지 손으로 CEILING SECOND ARM을 잡아주시고 잡지 않으면 ARM 빠질 수 있으니 주의한다.</p> <p>장착하기 전 SECOND ARM LOCK WASHER LOCK을 확인한다.</p>	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 8</p>	<p>무두볼트 (M5x8, 3EA)를 사진과 같이 조립한다.</p> <p> 무두볼트 조립 시 3개소의 구멍을 잘 맞춘 후 볼트를 체결하고 안 맞는 구멍에 체결하면 나사산이 망가지기 쉬우니 주의한다. 안쪽으로 너무 깊게 조이지 않는다.</p>	 <p style="text-align: center;">O X</p>
<p>단계 9</p>	<p>CEILING SECOND ARM과 TENSION SPRING ARM을 사진과 같이 장착한다.</p> <p>TENSION SPRING ARM장착 할 때, 무산성 그리스의 가벼운 코팅을 적용한다.</p>	





이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 10</p>	<p>홈까지 넣은 SNAP RING을 공구를 이용해서 홈에 완전히 들어가도록 위에서 눌러주거나 쳐서 끼워준다.</p> <p> 올바른 체결된 상태</p>	
<p>단계 11</p>	<p>WALL SECOND ARM의 전원 커넥터와 동축케이블을 TENSION SPRING ARM의 HOLE에 넣는다.</p>	







이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 12</p>	<p>전원 커넥터와 동축케이블을 연결한다. GND HARNESS를 볼트를 이용하여 체결한다.</p>	
<p>단계 13</p>	<p>TENSION SPRING ARM의 TENSION HOUSING COVER를 닫는다.</p>	



이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 14</p>	<p>장착된 TENSION SPRING ARM을 손으로 잡고 아래로 내린다.</p> <p> TENSION SPRING ARM 내부 SPRING TENSION으로 인해 아래로 내린 상태에서 놓을 경우 제품파손 또는 사람이 맞을 경우 다칠 수 있으니 주의한다.</p>	
<p>단계 15</p>	<p>TENSION SPRING ARM의 전원커넥터와 동축케이블을 HEAD ARM으로 집어 넣는다.</p> <p>HEAD ASS'Y 장착 할 때, 무산성 그리스의 가벼운 코팅을 적용한다.</p> <p> 전선 연결 커넥터를 체결 중 전선이 끊어질 수 있으니 주의한다.</p>	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 16</p>	<p>TENSION SPRING ARM 과 HEAD ASS'Y를 고정해줄 HEAD LOCKING KEY 를 준비하고 사진과 같이 홈 안에 장착한다.</p> <p>JOINT ARM을 사진과 같이 튀어나온 부분이 아래로 향하도록 돌려준다.</p> <p> JOINT ARM을 돌려주지 않을 경우 사용 중 HEAD LOCKING KEY 이탈로 인한 HEAD ASS'Y가 떨어져 제품 파손될 수 있으니 주의한다.</p>	  
<p>단계 17</p>	<p>HEAD ARM에서 전원 커넥터와 동축케이블을 체결한다.</p>	 

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 18</p>	<p>ARM CAP을 장착 한다.</p>	
<p>단계 19</p>	<p>CEILING VERTICAL ARM과 TEXTURE 사이에 CEILING COVER를 동봉된 볼트를 이용 '+' DRIVER로 조립한다. CEILING BRACKET 고정볼트를 조금 풀 후 CEILING VERTICAL ARM에 넣고 TEXTURE까지 올린 뒤 BRACKET 고정볼트 4EA를 조여준다.</p>	


이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 20</p>	<p>SMPS 고정 방법</p> <p> 사진과 같이 SMPS 방향을 잡고 설치 고정한다.</p>	  <p>SMPS 수술등 전원선</p>
<p>단계 21</p>	<p>CEILING 설치완료</p>	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

8.4 Dual Connection Type



8.4.1 부품









8.4.2 제품 설치

<p>단계 1</p>	<p>BOX 구성품을 확인한다.</p>	
<p>단계 2</p>	<p>DUAL CONNECTOR를 꺼낸다.</p>	




이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 3</p>	<p>조립된 DUAL CONNECTOR의 SCREW를 풀어 분리한다.</p>	
<p>단계 4</p>	<p>분리된 DUAL CONNECTOR 사이에 미끄럼 방지 실리콘 패드를 끼워 넣은 후 타 제품 기구장치에 사진과 같이 조립한다.</p> <p>! 설치 대상은 PIPE형태의 기구장치를 뜻하며, 10kg 무게를 견딜 수 있는 구조여야 한다.</p> <p>! 제품 사용 높이는 포커스 및 조작범위를 검토한 후 설정한다.</p> <p>! 장착가능치수 $\Phi 42\sim 50$ mm이며 그 외 치수는 별도 주문 제작</p>	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 5</p>	<p>CHAIR SECOND ARM을 연결하기 위한 ARM BOLT를 사진과 같이 장착한다.</p>	
<p>CHAIR VERTICAL ARM (OPTION)</p>	<p>CHAIR VERTICAL ARM를 DUAL CONNECTOR 가 장착된 ARM BOLT에 꽂아 넣는다.</p> <p> 타조명기기 동작상의 간섭 발생 시 CHAIR VERTICAL ARM를 추가 설치 가능하며 부품은 기본 제공되며 길이는 180mm임</p> <p> 그 외 치수는 별도 주문 제작</p>	
<p>CHAIR VERTICAL ARM (OPTION)</p>	<p>CHAIR VERTICAL ARM BOLT를 아래에 위치한 CHAIR VERTICAL ARM에 사진과 같이 장착한다.</p>	
<p>CHAIR VERTICAL ARM (OPTION)</p>	<p>CHAIR VERTICAL ARM BOLT를 연장 봉에 사진과 같이 장착한다.</p>	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>CHAIR VERTICAL ARM (OPTION)</p>	<p>CHAIR SECOND ARM과 CHAIR VERTICAL ARM BOLT 가 장착이 완료되면 CHAIR VERTICAL ARM BOLT에 장착된 무두볼트 2EA를 조여준다.</p>	
<p>단계 6</p>	<p>CHAIR SECOND ARM의 전원 HARNESS 및 동축 케이블을 ARM BOLT내측 구멍으로 넣는다.</p>	
<p>단계 7</p>	<p>전원 HARNESS 및 동축 케이블을 ARM BOLT내측 구멍으로 넣은 다음 CHAIR SECOND ARM을 ARM BOLT상단으로 장착한다.</p>	


이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 8</p>	<p>CHAIR SECOND ARM과 ARM BOLT가 결합된 사진</p> <p>M10 X 10 mm 흐름방지 볼트 조정하여 고정한다.</p>	
<p>단계 9</p>	<p>DUAL CEILING SECOND ARM과 TENSION SPRING ARM을 사진과 같이 장착한다.</p> <p>TENSION SPRING ARM 을 장착 할 때, 무산성 그리스의 가벼운 코팅을 적용한다.</p>	
<p>단계 10</p>	<p>DUAL CONNECTION 설치완료</p>	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

8.5 Wall Type





8.5.1 부품



8.5.2 제품 설치

<p>단계 1</p>	<p>BOX 구성품을 확인한다.</p>	
<p>단계 2</p>	<p>ARM BOX의 WALL BRACKET과 WALL SECOND ARM을 결합한다.</p>	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.



<p>단계 3</p>	<p>WALL BRACKET과 WALL SECOND ARM 결합 후 OD42 THRUST WASHER, M25 LOCK NUT, M25 LOCK WASHER로 WALL SECOND ARM1에 체결한다. LOCK WASHER로 고정한다.</p>	
<p>단계 4</p>	<p>WALL BRACKET 홀을 통과한 전선을 WALL BRACKET내부 홀에 통과시킨다.</p>	
<p>단계 5</p>	<p>WALL BRACKET 내부 홀에 통과된 전선을 WALL BRACKET 뒷면 GUIDE에 위치한다.</p>	
<p>단계 6</p>	<p>설치된 벽면 ANCHOR에 WALL BRACKET을 설치하고 NUT를 체결한다. 볼트 체결은 총 4곳이며, 최대한 조여준다.</p>	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

<p>단계 7</p>	<p>설치된 WALL BRACKET의 NUT 자리 4곳을 제공된 WALL BRACKET CAP을 이용하여 가려준다.</p>	
<p>단계 8</p>	<p>제공된 ARM HOUSING CAP과 HEAD HOUSING CAP을 이용하여 WALL BRACKET의 상, 하를 막아준다.</p>	
<p>단계 9</p>	<p>DUAL CEILING SECOND ARM과 TENSION SPRING ARM을 사진과 같이 장착한다. TENSION SPRING ARM 을 장착 할 때, 무산성 그리스의 가벼운 코팅을 적용한다.</p>	
<p>단계 10</p>	<p>WALL 설치완료</p>	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.


9. 배터리 팩 설치



이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

순서	설명	
1	 <p data-bbox="671 568 1054 600">배터리 팩의 포장 상태를 확인.</p>	
2	 <p data-bbox="403 898 783 929">배터리 입력 원형 커넥터 확인.</p>	 <p data-bbox="943 898 1323 929">배터리 출력 원형 커넥터 확인</p>
3	 <p data-bbox="427 1167 762 1243">배터리 입력 원형 커넥터를 배터리 팩 입력에 연결.</p>	 <p data-bbox="895 1167 1369 1243">배터리 출력 원형 커넥터를 배터리 팩 출력에 연결.</p>

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.



경고

가능한 짧게 배터리 팩의 출력 하네스를 천장 펜던트에 연결하십시오. 그렇게하지 않으면 전압 강하로 인해 성능이 저하 될 수 있습니다.

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

10. 전기 결선



경고

전기(회로) 결선은 전문 기술자만 수행할 수 있습니다.



경고

전원을 켜기 전에 모든 전선의 극성을 확인해야 합니다.

감전의 위험을 방지하기 위해 전원 케이블 연결 시 주의해야 합니다.



경고


덮개를 분리하거나 본 기기의 취급 설명서 이외의 서비스를 실행하지 마십시오.

문제 발생 시, 자격을 갖춘 서비스 담당자에게 문의하십시오.

전원 공급장치 정보

- 5.2 전기적 사양서 참조

10.1 블록 다이어그램




이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

11. 수술등 헤드 조작

11.1 ARM CONTROLLER를 이용한 수술등 헤드 조작

11.1.1 메인




기능

LUVIS S300 CAMERA			
	주 수술등		<ul style="list-style-type: none"> 주 수술등
	보조 수술등		<ul style="list-style-type: none"> 보조 수술등
	Sync		<ul style="list-style-type: none"> 두 수술등의 조작을 동기화 시킴 설정값은 자동으로 복등에 적용 됨
	CAMERA		<ul style="list-style-type: none"> 카메라 설정
	설정		<ul style="list-style-type: none"> 수술등 설정
	On/Off (Standby)		<ul style="list-style-type: none"> 전원 On/Off Light가 On 되면 최근에 저장된 설정으로 켜짐
	각 기능별 단계 조절		<ul style="list-style-type: none"> 총 3단계의 조도 조절 총 3단계의 패턴 사이즈 조절 총 3단계의 색온도 조절
	최대 모드		<ul style="list-style-type: none"> 조도 단계 : Level 3 패턴 사이즈 단계 : Level 3
	진료등 모드		<ul style="list-style-type: none"> 진료등 모드

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

11.1.2 설정




기능







LUVIS S300 Camera		
	수술실 No.	<ul style="list-style-type: none"> 수술실 번호 입력
	버전	<ul style="list-style-type: none"> 펌웨어 버전 표시
	수술등	<ul style="list-style-type: none"> 주수술등 또는 보조수술등 선택 단등에서는 주수술등 선택
	숫자 키패드	<ul style="list-style-type: none"> 수술실 번호 입력
	페이지 아웃	<ul style="list-style-type: none"> 설정 화면에서 나감
	취소	<ul style="list-style-type: none"> 수술실 번호 지움
	저장	<ul style="list-style-type: none"> 설정값을 저장

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

11.1.3 카메라




기능

LUVIS S300 CAMERA		
	CAMERA On/Off	<ul style="list-style-type: none"> CAMERA 전원 On/Off CAMERA가 On되면 최근에 저장된 설정으로 켜짐
	White Balance	<ul style="list-style-type: none"> 영상의 색온도 조절
	영상 정지	<ul style="list-style-type: none"> 출력되는 영상을 멈춤
	화면 회전	<ul style="list-style-type: none"> 출력되는 영상을 회전
	Zoom 조절	<ul style="list-style-type: none"> 출력되는 영상을 확대 / 축소
	포커스 조절, 오토	<ul style="list-style-type: none"> CAMERA의 포커스를 조절하여 선명도를 조절
	조리개 조절, 오토	<ul style="list-style-type: none"> CAMERA의 조리개를 조절하여 밝기를 조절

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

11.2 HANDLE CONTROLLER를 이용한 수술등 헤드 조작




번호	기능	설명
①	조도 조절	<ul style="list-style-type: none"> 조도 단계변환 (순환) 1 → 2 → 3 → 1 → 2...
②	패턴 사이즈 증가	<ul style="list-style-type: none"> 수술등 패턴 사이즈 증가
③	패턴 사이즈 감소	<ul style="list-style-type: none"> 수술등 패턴 사이즈 감소

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

11.3 REMOTE CONTROLLER를 이용한 수술등 헤드 조작

S300 CAMERA REMOTE CONTROLLER



이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

12. 안드로이드 어플리케이션(옵션)

12.1 안드로이드 어플리케이션을 이용한 수술등 헤드 조작

안드로이드 어플리케이션 설치





안드로이드 어플리케이션 설치는 루비스 홈페이지를 참조하십시오.

<http://www.luvis.co.kr/>

12.1.1 메인




기능

LUVIS S300 Camera		
	전원(Standby) On/Off	<ul style="list-style-type: none"> 전원 On/Off Light가 On 되면 최근에 저장된 설정으로 켜짐
	각 기능별 단계 조절	<ul style="list-style-type: none"> 총 3단계의 조도 조절 총 3단계의 패턴 사이즈 조절 총 3단계의 색온도 조절 3,800K / 4,300K / 4,800K
	주 수술등	<ul style="list-style-type: none"> 주 수술등
	보조 수술등	<ul style="list-style-type: none"> 보조 수술등





이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

	Sync	<ul style="list-style-type: none"> • 두 수술등의 조작을 동기화 시킴 • 설정값은 자동으로 복등에 적용 됨
	카메라	<ul style="list-style-type: none"> • 카메라 설정
	설정	<ul style="list-style-type: none"> • 수술등 설정
	최대 모드	<ul style="list-style-type: none"> • 조도 단계 : 3단계 • 패턴 사이즈 단계 : 3단계
	진료등 모드	<ul style="list-style-type: none"> • 진료등 모드

12.1.2 설정




기능

LUVIS S300 Camera		
	수술실 No.	<ul style="list-style-type: none"> • 수술실 번호 입력
	수술등	<ul style="list-style-type: none"> • 주수술등 또는 보조수술등 선택 • 단등에서는 주수술등 선택
	버전	<ul style="list-style-type: none"> • 펌웨어 버전 표시
	숫자 키패드	<ul style="list-style-type: none"> • 수술실 번호 입력






이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

	페이지 아웃	<ul style="list-style-type: none"> • 설정 화면에서 메인화면으로 이동
	취소	<ul style="list-style-type: none"> • 수술실 번호 지움
	저장	<ul style="list-style-type: none"> • 설정값을 저장

12.1.3 카메라



기능

LUVIS S300 CAMERA		
	CAMERA On/Off	<ul style="list-style-type: none"> • CAMERA 전원 On/Off • CAMERA가 On되면 최근에 저장된 설정으로 켜짐
	White Balance	<ul style="list-style-type: none"> • 영상의 색온도 조절
	영상 정지	<ul style="list-style-type: none"> • 출력되는 영상을 멈춤
	화면 회전	<ul style="list-style-type: none"> • 출력되는 영상을 회전
	Zoom 조절	<ul style="list-style-type: none"> • 출력되는 영상을 확대 / 축소

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

	포커스 조절, 오토	<ul style="list-style-type: none"> CAMERA의 포커스를 조절하여 선명도를 조절
	조리개 조절, 오토	<ul style="list-style-type: none"> CAMERA의 조리개를 조절하여 밝기를 조절



경고

LUVIS 컨트롤 어플은 안드로이드 7.1에서만 제공됩니다. 다른 OS 버전에서는 작동하지 않을 수 있습니다.

LUVIS 컨트롤 어플은 8인치(1280 X 800 pixels) TABLET PC에 설치하여야 합니다. 덴티스는 8인치 TABLET PC 외의 장비에 설치 시에 발생하는 문제에 대한 책임을 지지 않습니다.



경고

TABLET PC에 다른 소프트웨어를 설치하지 마세요. 소프트웨어로 인한 유지보수는 당사에서 책임지지 않습니다. 어플 설치에 오류가 나면 데이터를 백업한 후에 TABLET PC를 공장초기화하고 어플을 다시 설치하시기 바랍니다.

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

12.2 LUVIS CONTROL APP 다운로드


12.2.1 컴퓨터를 이용한 LUVIS CONTROL APP 다운로드

- LUVIS 홈페이지에 접속하여, LUVIS CONTROL APP을 다운로드 합니다.
- LUVIS CONTROL APP을 다운받기 위해서는 ID와 Password가 필요합니다.
- 회원으로 등록되어 있지 않은 경우 회원가입을 하십시오.
- http://luvis.co.kr/content/04company/01_01.php




경고

웹사이트 접속이 불가할 때, 공급업체 또는 DENTIS에 문의바랍니다.




- “APP Download” 버튼을 눌러 LUVIS CONTROL APP을 특정위치에 다운로드 합니다.
- TABLET과 함께 제공된 USB 케이블을 이용하여 TABLET과 PC를 연결하십시오.


이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.



- 다운받은 LUVIS CONTROL APP을 TABLET에 넣으십시오.
- 다운로드 받는 위치 : Tablet\Download




- Installation files(설치파일)에서 다운받은 LUVIS CONTROL APP이 있는지 확인하십시오.
- 파일 위치 : Tablet\Download



이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.


12.2.2 TABLET를 이용한 LUVIS CONTROL APP 다운로드

- TABLET을 이용하여 LUVIS 홈페이지에 접속하고, LUVIS CONTROL APP을 다운로드 합니다.
- LUVIS CONTROL APP을 다운받기 위해서는 ID와 Password가 필요합니다.
- 회원으로 등록되어 있지 않은 경우 회원가입을 하십시오.
- http://luvis.co.kr/content/04company/01_01.php




- “APP Download” 버튼을 눌러 LUVIS CONTROL APP을 특정위치에 다운로드 합니다.
- 다운로드 받는 위치 : Tablet\Download
- LUVIS CONTROL APP을 다운로드 한 후 FORGET 버튼을 눌러 연결된 WiFi를 삭제하십시오.

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.



- Installation files(설치파일)에서 다운받은 LUVIS CONTROL APP이 있는지 확인하십시오
- 파일 위치 : Tablet\Download




이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

12.3 LUVIS CONTROL APP 설정 및 설치


12.3.1 LUVIS CONTROL APP 설치

- LIGHTHEAD Arm controller 의 설정 페이지로 이동하십시오.
- 기존 LUVIS CONTROL APP이 설치되어 있다면 삭제하여 주십시오.
- LUVIS CONTROL APP 아이콘을 길게 눌러준 후, 제거 버튼을 누릅니다.
- OK 버튼을 눌러 LUVIS CONTROL APP을 삭제해 줍니다.




- LUVIS CONTROL APP 설치를 위하여 아래 경로를 따라 다운 받은 앱을 확인하여 주십시오.

(내 파일 → 설치 파일 → LuvisApp(5INCH).apk)




- 다운받은 앱의 버전이 최신인지 확인하십시오.
- LuvisApp(5INCH).apk를 눌러 앱을 설치하십시오.
- 설정 버튼을 눌러 설정 페이지로 이동합니다.


이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.



- 설정에서 출처를 알 수 없는 앱 설치를 허용하여야 합니다.
- (설정 → 보안 → 출처를 알 수 없는 앱 설치 → 내 파일)
- “이 출처 허용”를 활성화 하십시오.



- 뒤로가기 버튼을 눌러 주십시오.
- 설치 버튼을 눌러 주십시오.
- 설치를 시작합니다.
- 완료 버튼을 눌러 주십시오.



이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.


12.3.2 LUVIS CONTROL APP 라이선스 키 설정



경고

라이선스 키 분실 시, 판매처나 덴티스에 문의 바랍니다.

- LUVIS CONTROL 앱을 실행하십시오.




- 담당자의 이메일 주소와 비밀번호를 입력하십시오.




- Certification 버튼을 눌러 certification key를 생성하십시오.


이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.



- Certification key와 화면을 캡처하여 이메일을 이용하여 DENTIS 영업담당자에게 전달 하십시오.



- 회신받은 메일에 기재되어 있는 License key를 확인하여 어플에 입력하십시오.




- OK버튼을 눌러 모델 선택 단계로 넘어 가십시오.


이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

12.3.3 LUVIS CONTROL APP 초기 설정


- 모델을 선택하세요
- 모델 선택 후 "OK" 버튼을 클릭하십시오.
- "YES" 버튼을 눌러 설정 페이지로 이동하세요.



- LIGHTHEAD와 동일한 ROOM No.을 입력하십시오.
- SAVE(Save) 버튼을 눌러 설정을 저장하십시오.
- "YES" 버튼을 누르세요.




- "OK" 버튼을 누르면 LIGHTHEAD와 연결이 됩니다.




이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

12.3.4 Wi-Fi 설정


- 위에서 아래로 슬라이드하여 위젯을 실행시켜 주십시오.
- Wi-Fi 아이콘을 길게 눌러 Wi-Fi 설정창으로 진입합니다.
- LIGHTHEAD의 설정 페이지에서 ROOM No.를 확인하여 주십시오.
- LIGHTHEAD의 Room No.와 같은 숫자의 Wi-Fi를 선택하여 주십시오.




- Wi-Fi 비밀번호를 입력하여 주십시오(Password : dentislight)
- 연결 버튼을 눌러 주십시오.




- Wi-Fi가 연결되었음을 확인 하십시오.



이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

- 앱을 실행하십시오.
- On/Off 버튼()을 눌러 LIGHTHEAD 동작 하십시오.



- Wi-Fi 연결상태 확인

상태	설명
	<ul style="list-style-type: none"> • LIGHTHEAD 선택 전 • Wi-Fi 끊어짐
	<ul style="list-style-type: none"> • LIGHTHEAD 선택 • Wi-Fi 연결
	<ul style="list-style-type: none"> • LIGHTHEAD 선택 전 • Wi-Fi 연결
	<ul style="list-style-type: none"> • LIGHTHEAD 선택 • Wi-Fi 끊어짐

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

13. 설정

13.1 SPRING ARM 조절

13.1.1 SPRING ARM(SA200, 2AXIS) 밸런스 조절



경고

TENSION SPRING ARM은 강력한 탄성을 가지고 있습니다.

LIGHTHEAD를 분리할 때, TENSION SPRING ARM이 반동에 의해 위로 올라갈 수 있으며 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

수술등 헤드의 무게는 상하 이동 시 동일하며, 어느 위치에서도 안정적으로 동작하는지 확인 하십시오.



- TENSION COVER 를 제거한다.
- 텐션 조절 홀에 조정 핀(Ø 4mm x 110mm)을 삽입한다.

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

13.2 배터리 팩 제어부 컨트롤 패널



No.	기능	설명
①	배터리 충전레벨 표시	<ul style="list-style-type: none"> 배터리 충전 단계를 표시한다. (25%, 50%, 75%, 100%)
②	배터리 잔량체크	<ul style="list-style-type: none"> 버튼을 눌러 배터리 잔량을 확인할 수 있다.

- 완전 충전 시 배터리팩은 3시간 이상 사용할 수 있습니다.(100%)



경고

리튬이온 배터리는 소모품이며, 서비스 담당자가 12 개월마다 교체해야 합니다.
(이것은 사용 횟수에 따라 달라질 수 있습니다.)
배터리 확인 버튼을 눌러 배터리 용량 수준을 확인합니다.



경고

초기 설치 시 반드시 배터리팩을 완전히 충전하여 사용해야 합니다.

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

14. 유지보수



경고

전기적, 기계적 점검은 매년 실시되어야 합니다.
감전을 방지하기 위해 모든 유지 보수 작업 전에 주 전원을 분리합니다.



경고

다음 사항을 확인하십시오

- 페인트 결함 / 플라스틱 균열 / 이완 부품
- 자유 회전 가능 / 한계 중지 서스펜션의 변형.
- 수술등 헤드와 펜던트 시스템 사이의 연결.
- HEAD LOCKING KEY 결함.
- 수술등 헤드의 완전한 기능



경고

고장이나 파손의 경우에는 구입처에 문의하십시오.

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

15. 문제 해결

15.1 LIGHTHEAD

번호	문제점	원인	조치 방법
1	수술등이 켜지지 않을 경우	정전	공급 전원장치 및 동일 전원 네트워크내의 다른 장비가 작동되는지 확인
		비상전원(배터리 팩, UPS)으로 전환되지 않음	병원 내 비상전원 담당자에게 문의 덴티스 AS 담당자에게 문의
		기타	덴티스 설치 및 AS 담당자에게 문의
2	광 패턴 형상에 문제가 있을 경우	부적절한 거리	수술등 헤드와 베드간 사용 권장거리는 1m입니다. 문제 발생 시, 수리하지 마시고 덴티스 설치 및 AS 담당자에게 문의
3	수술등 헤드 보호 커버가 오염되었을 경우	오염	지정된 화학 약품(알코올, 에탄올)으로 닦아 준다. 조명장치의 필수성능(조도, 색온도 등) 저하 시, 덴티스 설치 및 AS 담당자에게 문의

15.2 내장형 CAMERA


번호	문제점	원인	조치 방법
1	CAMERA가 켜지지 않는 경우	정전	공급 전원장치 및 동일 전원 네트워크내의 다른 장비가 작동되는지 확인
		비상전원(배터리 팩, UPS)으로 전환되지 않음	병원 내 비상전원 담당자에게 문의 덴티스 AS 담당자에게 문의
		기타	덴티스 설치 및 AS 담당자에게 문의
2	전원공급이 정상인데, CAMERA의 전원 등이 켜지지 않음	전원공급장치와 수술등의 전원선 연결이 잘못됨	덴티스 설치 및 AS 담당자에게 문의
3	CAMERA 전원 등은 켜지나 영상이 출력되지 않음	영상케이블 및 HD-SDI 컨버터 이상	영상 케이블 체크 덴티스 설치 및 AS 담당자에게 문의
4	CAMERA 컨트롤러 고장이 정상적이지 않음	CAMERA 컨트롤러 고장	덴티스 설치 및 AS 담당자에게 문의
		회로기판과 CAMERA의 연결선의 고장	덴티스 설치 및 AS 담당자에게 문의

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.


15.3 안드로이드 어플리케이션(옵션)

15.3.1 Wi-Fi 연결이 끊어진 경우

- Wi-Fi 연결을 확인하십시오
- Wi-Fi 연결이 끊어져 있다면 재연결 하십시오. (12.3.4항 참조)
- Wi-Fi 상태를 확인하십시오. (12.3.4항 참조)
- HEAD 및 TABLET 전원을 끄고 다시 켜주십시오
- DENTISLIGHT Wi-Fi를 제거하고 다시 연결하십시오



<TABLET Wi-Fi>




< Remove Wi-Fi>

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

15.3.2 Wi-Fi 신호가 없는 경우


- TABLET, Wi-Fi 및 LIGHTHEAD 컨트롤러의 Room No.가 동일한지 확인하십시오.



<TABLET Wi-Fi>



<Setting page in TABLET app>



<Setting page in LIGHTHEAD controller>

- Room No.가 다른 경우 LIGHTHEAD 컨트롤러를 기준으로 동일한 번호로 변경하고 저장하십시오. (12.3.4항 참조)
- LIGHTHEAD 및 태블릿 재부팅 한 후, Wi-Fi를 재연결 하십시오. (12.3.4항 참조)
- Wi-Fi 상태를 확인하십시오. (12.3.4항 참조)



경고

문제 해결 단계로 문제가 해결되지 않으면 앱을 재설치해야 할 수도 있습니다. 공급업체 또는 DENTIS 에 문의하십시오.

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

16. 처리 방법



- 환경 및 인류 안전을 위해 폐기물은 재활용 또는 분리해야 합니다.
 - 재료를 조심스럽게 분리해야 합니다.
 - 전기 회로 PCB는 적절한 재활용 절차를 통해야 합니다.
 - 골판지 상자는 다른 종이 제품과 재활용 할 수 있습니다.
- 장치의 재활용에 대한 궁금한 사항이 있는 경우는 가장 가까운 DENTIS 지점 또는 구입처에 문의하십시오.

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

17. 모델 명칭





Model	-	ARM Axis	Mount Type	Camera	Wall Controller	Battery
S300	-	2=2 Axis 3=3 Axis(SA300)	0=Head Only 1=Ceiling Type 2=Dual Ceiling Type 3=Wall Type 4=Dual Connection Type 5=Mobile Type 6=Dual ceiling(+monitor arm) 7=Triple(+monitor arm)	0=None 1=Camera	0=None	0 = None 1 = 1 EA 2 = 2 EA

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

18. 제품 구성

 <p>CEILING VERTICAL ARM</p>	 <p>DUAL CEILING VERTICAL ARM & DUAL BRACKET</p>
 <p>DUAL & WALL CEILING SECOND ARM</p>	 <p>TENSION SPRING ARM</p>
 <p>CHAIR SECOND ARM</p>	 <p>CEILING SECOND ARM</p>
 <p>ARM BOLT & DUAL CONNECTOR</p>	 <p>CEILING COVER & BRACKET</p>

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

 <p>WALL BRACKET</p>	 <p>SMPS</p> <p>+</p>  <p>SMPS MODULE</p>
 <p>S300C LIGHTHEAD</p>	 <p>TABLET PC(OPTIONAL)</p>
 <p>REMOTE CONTROLLER</p>	

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

설치 체크리스트

제품 설치 정보	
공급자 : _____	설치일: _____
모델명 : _____	시리얼번호: _____
TYPE : _____	설치자: _____
수 량: _____	설치장소: _____

체크리스트 개요			
당 설치 체크리스트는 DENTIS 설치 지침서와 함께 사용되어야 효력이 있습니다.			
DENTIS 혹은 DENTIS에게서 권한을 위임 받는 주체에 의해서만 리스트가 점검되어야 합니다.			
외관 체크리스트	OK	NOK	N/A
Ceiling Type(SA200, 2AXIS)			
● CEILING VERTICAL ARM에 NUT가 잘 장착되어 있습니다.			
● CEILING COVER BRACKET과 CEILING COVER 사이 간격이 형태에 맞게 단단히 고정되어 있고 손상되지 않았습니다.			
● CEILING COVER가 올바른 자리에 흔들림 없이 잘 장착되어 있습니다.			
● CEILING VERTICAL ARM과 SECOND ARM이 올바르게 잘 장착되어 있습니다.			
● SECOND ARM과 SPRING ARM이 올바르게 잘 장착되어 있습니다.			
● SECOND ARM의 좌우 수평 회전이 걸림 없이 원활하게 이루어집니다.			
Mobile Type			
● MOBILE BASE에 MOBILE VERTICAL ARM이 올바르게 잘 장착되어 있습니다.			
● MOBILE VERTICAL ARM에 SPRING ARM이 올바르게 잘 장착되어 있습니다.			
● Wheel이 정상적으로 동작하지 확인해야 합니다.			
Wall Type			
● WALL BRACKET에 SECOND ARM이 정상적으로 장착되어 있습니다.			
● WALL BRACKET에 ARM BOLT가 정상적으로 체결되어 있습니다.			
● SECOND ARM과 SPRING ARM이 정상적으로 체결되어 있습니다.			
Dual connection Type			
● DUAL CONNECTOR에 ARM BOLT를 정상적으로 체결되어 있습니다.			
● ARM BOLT와 SECOND ARM이 정상적으로 체결되어 있습니다.			
● SECOND ARM과 SPRING ARM이 정상적으로 체결되어 있습니다.			

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

공통			
● 고정 세그먼트 설치 후 KEY COVER가 올바르게 잘 장착되어 있습니다.			
● 제품 외관상 변형, 굽힘, 균열 등의 손상이 없습니다.			
● 제품 도장 부와 연결 용접 부에 찍힘, 벗겨짐 등의 현상이 없습니다.			
● 제품 라벨이 손상 없이 잘 식별됩니다.			
기능 체크리스트	OK	NOK	N/A
ARM			
● SPRING ARM의 상하 작동이 원활하며 장착된 최종제품에 맞게 평형상태를 유지하고 있습니다.			
● SPRING ARM 상향 한계 동작 시 천장과 충돌하지 않습니다.			
● (WS타입의 경우만 해당) WS 기능이 잘 작동합니다. (동작한도 320도)			
● 전원 공급 시 끊김 없이 전원부가 잘 작동합니다.			
● LIGHTHEAD의 HANDLE이 올바르게 장착되었는지 확인합니다.			
● LIGHTHEAD의 HANDLE에 CRACK이 발생하지 않았는지 확인합니다.			
LIGHT			
● 전원 버튼이 정상적으로 동작하는지 확인해야 합니다.			
● 조도 버튼이 정상적으로 동작하는지 확인해야 합니다.			
● 색 온도 버튼이 정상적으로 동작하는지 확인해야 합니다.			
● ENDO 버튼이 정상적으로 동작하는지 확인해야 합니다.			
● MAX 버튼이 정상적으로 동작하는지 확인해야 합니다.			
CAMERA			
● CAMERA 전원이 정상적으로 동작하는지 확인해야 합니다.			
● ZOOM 버튼이 정상적으로 동작하는지를 확인해야 합니다.			
● BRIGHTNESS 버튼이 정상적으로 동작하는지를 확인해야 합니다.			
● FOCUS 버튼이 정상적으로 동작하는지를 확인해야 합니다.			
● FREEZE 버튼이 정상적으로 동작하는지를 확인해야 합니다.			
● W/B 버튼이 정상적으로 동작하는지를 확인해야 합니다.			

■ 이상 발생 시, 조치내용

No.	문제점	조치 내용	조치일
1			
2			

이 제품을 설치하기 전 반드시 서비스 설명서를 읽어 주십시오.

EL1X000991
(V1.1) 2024/11/01
SER-S3C-01



www.luvis.co.kr

대구광역시 동구 울암로 6. Tel. 1588-7570 Email. luvis@luvis.co.kr

* 제품주문은 DENTIS 본사 및 전국지사를 통해 전국 어디서나 구입할수 있습니다. 제조원: (주) 덴티스 Medical 사업부

* 부작용 보고 관련 문의처 (한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)